



ESAME DELLE FECI:

- Esame Feci

Il recipiente da utilizzare può essere acquistato in farmacia.

Raccogliere una piccola quantità di feci (una nocciola) e porla in un contenitore pulito (esistono contenitori muniti di paletta).

Il campione deve essere consegnato al più presto.

- Ricerca del sangue occulto nelle feci


Il recipiente da utilizzare viene distribuito gratuitamente in Laboratorio Analisi o può **essere ritirato presso il punto prelievi.**

La ricerca va effettuata su tre campioni in tre giorni seguenti.

L'esame è specifico per il sangue umano, quindi non è necessaria alcuna dieta. È opportuno evitare il periodo mestruale.

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

1. Raccogliere le feci in un contenitore pulito. Fare attenzione a non contaminare in campione con le urine
2. Tenere la provetta in posizione verticale per evitare di versare il liquido contenuto
3. Rimuovere il bastoncino dalla provetta
4. Mettere a contatto il bastoncino con le feci in 6 punti diversi
5. Il bastoncino va immerso nel campione e ruotato, senza prelevare feci
6. Riposizionare il bastoncino nella provetta e chiudere fermamente
7. Portare al più presto (entro le 24 ore) al Punto prelievi/Laboratorio per l'esecuzione del test.





STOOL EXAMINATION:

- Stool sample

The container to be used can be purchased at the pharmacy.

Collect a small amount of feces (one hazelnut) and place it in a clean container (there are containers with scoops).

The sample must be delivered as soon as possible.

- Search for occult blood in the stool


The container to be used is distributed free of charge in the Analysis Laboratory or **can be collected at the sampling point.**

The research must be carried out on three samples in the following three days.

The test is specific for human blood, so no diet is required. The should not be collected during menstruation/period.

PREPARATION OF THE SAMPLE

1. Collect the stool in a clean container. Be careful not to contaminate the sample with urine
2. Hold the tube upright to avoid spilling the liquid contained
3. Remove the stick from the tube
4. Touch the stool, by using the stick, in 6 different places
5. The stick should be dipped into the sample and rotated, without collecting stools
6. Return the stick to the tube and close tightly
7. Bring as soon as possible (or at least within 24 hours) to the sampling point / laboratory to carry out the test.





EXAMEN DE HECES:

- Examen de Heces

El envase para la recogida de la muestrase puede adquirir en la farmacia.

Recoja una pequeña cantidad de heces (una avellana) y colóquela en un recipiente limpio (hay recipientes con palas).

La muestra debe ser entregada lo antes posible.

- Búsqueda de sangre oculta en las heces


El envase a utilizar se distribuye de forma gratuita en el Laboratorio de Análisis o se **puede recoger en el punto de toma de muestras.**

La investigación debe realizarse sobre tres deposiciones en tres días consecutivos.

La prueba es específica para sangre humana, por lo que no se requieren restricciones en la dieta. Se debe evitar tomar muestras durante la regla.

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

1. Recoja las heces en un recipiente limpio. Tenga cuidado no contaminar la muestra con orina.
2. Sostenga el tubo en posición vertical para evitar derramar el líquido contenido.
3. Retire el palo del tubo.
4. Ponga en contacto el palo con el taburete en 6 puntos diferentes.
5. La varilla debe ser sumergida en la muestra y girada, sin recoger las heces.
6. El palo debe ser reposicionado en el tubo de ensayo y cerrado herméticamente.
7. Entregue la muestra lo antes posible (dentro de las 24 horas) al laboratorio para realizar la prueba.



فحص البراز

- فحص البراز
الصيدلية من استخدامها سيتم التي الحاوية شراء يمكن

(مغارف بها حاويات توجد) نظيف وعاء في وضعها (واحدة بندق حبة) البراز من صغيرة كمية اجمع
مممكن وقت أسرع في العينة تسليم يجب

البراز في الخفي الدم عن البحث

العينات أخذ نقطة في جمعها يمكن أو التحليل معمل في مجاناً استخدامها سيتم التي الحاوية توزيع يتم
التالية الثلاثة الأيام في عينات ثلاث على البحث إجراء يجب
الحيض تجنب يجب. غذائي نظام اتباع يلزم لا لذلك ، الإنسان بدم خاص الاختبار

تحضير العينة

1. اجمع البراز في وعاء نظيف. احرص على عدم تلووث العينة بالبول.
2. امسك الأنبوب في وضع مستقيم لتجنب انسكاب السائل الموجود.
3. قم بإزالة المسحة من الأنبوب.
4. المس العصا على الكرسي في 6 أماكن مختلفة.
5. يجب غمس العصا في العينة وتدويرها دون تجميع البراز.
6. أعد المسحة إلى الأنبوب وأغلقها بإحكام.
7. إحضار في أقرب وقت ممكن (في غضون 24 ساعة) إلى نقطة أخذ العينات / المختبر لإجراء الاختبار. يمكن تخزين العينات لمدة 4 أيام عند 2-8 درجة مئوية أو يومين في درجة حرارة الغرفة

